

Beiträge in dieser Rubrik erscheinen außerhalb der Verantwortung der Herausgeber nach Angaben der im Beitrag genannten Anbieter.

## Allergostop® (Gegensensibilisierung nach Dr. Theurer)

**Autologe Blutzubereitung zur Behandlung von endogenen und exogenen Allergien sowie Autoimmun-/Autoaggressionserkrankungen**  
Tiefende Nasen und rote Augen der betroffenen Allergiker zeigen, wann Hasel und Erle blühen. Schlag auf Schlag folgen dann eine Vielzahl von Blüten, Bäumen, Gräsern, Heu und Getreide, Staub, Tierhaarallergien etc. Und der Allergiker leidet! Viel leidensfreie Zeit ohne Antihistaminika und Co. ist ihm meist nicht vergönnt.

Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, Allergien zu behandeln, die sich seit vielen Jahren außergewöhnlich gut bewährt hat: die autologe Blutzubereitung.

### Autoimmun-/Autoaggressionserkrankungen

Das Immunsystem wendet sich gegen körpereigenes Gewebe. Es werden Autoantikörper gebildet. Mit dem Blut gelangen diese in den ganzen Körper und können an verschiedenen Organen und Nervenzellen andocken, wo sie dann Schädigungen oder schwere Störungen hervorrufen. Auch hier hat sich Allergostop® seit vielen Jahren bewährt.

### Warum Allergostop®?

Eine zielgerichtete, erfolgreiche Behandlung ist auch möglich, wenn das die Erkrankung auslösende Agens unbekannt ist. Das Blut muss nur aus dem akuten Erkrankungsstadium des Patienten stammen, da es zu diesem Zeitpunkt die für die jeweilige Krankheit spezifischen pathogenen Antikörper in hoher Konzentration enthält: eine Grundvoraussetzung für die spätere gute Wirkung.

### Funktionsweise: einfach, sicher und gut verträglich – Selbstherstellung: problemlos

Die pathogenen Antikörper aus dem Blut werden durch Zusetzen eines speziellen Serumaktivators verändert. Die jetzt maskierten Antikörper werden so zum Antigen und lösen nach Reinjektion eine Immunantwort aus. Es bilden sich Anti-Antikörper gegen die vorhandenen Antikörper. Sie reduzieren die Bildung krankheitsspezifischer Antikörper, und das oft auch dauerhaft.

Die Blutabnahme erfolgt im Akutstadium einer Erkrankung. Man entnimmt 3 ml Blutserum, das dem Serumaktivator zugesetzt wird. Zusammen ergibt dies nach 24 Stunden Inkubationszeit die „Stammlösung“, aus der nach Vorschrift die injektionsfertige Verdünnungsreihe hergestellt wird. Diese wird intrakutan, subkutan oder intramuskulär in aufsteigender Konzentration verabreicht.

### Das Allergostop®-Kit

Darin finden Sie alle zur Selbstherstellung erforderlichen Bestandteile und auch eine detaillierte Herstellungsanleitung sowie Behandlungsempfehlungen. Es ist bei der Firma vitOrgan Arzneimittel GmbH direkt erhältlich (Sonderregelung für Tierärzte).

### Weitere Informationen

vitOrgan Arzneimittel GmbH  
Brunnwiesenstr. 21  
73760 Ostfildern  
Tel.: 0711/44812 0  
E-Mail: [info@vitOrgan.de](mailto:info@vitOrgan.de)  
[www.vitOrgan.de](http://www.vitOrgan.de)



Allergostop®-Kit. Foto: © vitOrgan Arzneimittel GmbH